

SAFE® comfort natural

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2025

Définition

COPEAUX DE CELLULOSE

Fabriquée à partir de matières premières sélectionnées de haute qualité.

Objectif du produit

Litière absorbante et matériel d'enrichissement

Mode d'utilisation

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à température constante, à l'abri du soleil.

DURÉE D'UTILISATION

36 mois à compter de la date de fabrication.

Granulométrie

Taille moyenne des particules/tamis	10 mm - 25 mm		
Tamis	> 10 mm	> 5 mm	> 2 mm
Retenu	max. 35 %	min. 75 %	min. 95 %



SAFE® comfort natural

Photo non contractuelle

Certificats

Usine Allemagne
Usine France

Usine Allemagne



Usine Allemagne

Propriétés chimiques et physiques

SAFE® comfort natural	
Couleur	marron clair et gris
Structure	copeaux
Densité apparente	~ 55 g/l
Valeur pH (10 % suspension)	5,5 - 7,5
Produit 100 % naturel	

Présentation du produit

Emballage standard: 60 l/sacs en PE non autoclavables.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fournit une traçabilité totale.

Un rapport analytique trimestriel avec une liste de contaminants peut être fourni sur demande.