

# SAFE® performance

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2025

## Définition

### PELLETS DE CELLULOSE

Fabriquée à partir de matières premières sélectionnées de haute qualité.

## Objectif du produit

Litière absorbante dépoussiérée

## Mode d'utilisation

### STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à température constante, à l'abri du soleil.

### DURÉE D'UTILISATION

36 mois à compter de la date de fabrication.

### AUTOCLAVABLE

## Granulométrie

Taille moyenne des particules/tamis

6 mm - 15 mm



SAFE® performance

Photo non contractuelle

## Certificats



Usine Allemagne  
Usine France



Usine Allemagne



Usine Allemagne

## Propriétés chimiques et physiques

SAFE® performance

Couleur	gris clair
Structure	pellets
Densité apparente	~ 150 g/l
Valeur pH (10 % suspension)	5,5 - 7,5
Produit 100 % naturel	

## Présentation du produit

Emballage standard: 35 l/sac papier autoclavable.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fournit une traçabilité totale.

Un rapport analytique trimestriel avec une liste de contaminants peut être fourni sur demande.