

SAFE® select XS

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2021

Définition

PARTICULES DE BOIS DE PEUPLIER

Fabriquée à partir de matières premières sélectionnées de haute qualité (bois de tronc).

Objectif du produit

Litière absorbante dépoussiérée

Mode d'utilisation

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à température constante, à l'abri du soleil.

DURÉE D'UTILISATION

36 mois à compter de la date de fabrication.

Granulométrie

Taille moyenne des particules/tamis	1 mm - 1,5 mm		
Tamis > 2 mm	> 1,25 mm	> 0,71 mm	
Retenu max. 3 %	30 - 65 %	min. 92 %	

Propriétés chimiques et physiques

SAFE® select XS

Couleur	jaune
Structure	particules cubiques
Cendres (850 °C, 4 h)	~ 0,5 %
Densité apparente	~ 165 g/l
Valeur pH (10 % suspension)	4,5 - 6,5
Produit 100 % naturel	

Présentation du produit

Emballage standard: 10 kg/sac polypropylène autoclavable.

Big bags et camions en vrac également disponibles.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fournit une traçabilité totale.

Certificat d'analyses des contaminants fourni sur demande.



SAFE® select XS

Photo non contractuelle

Certificats



Photo non contractuelle

Fabriquée en Allemagne