

SAFE[®] D05

Définition

Aliment complet autoclavable long-terme pour rats, souris et hamsters.

Très faible taux en phyto-oestrogènes.

Objectif Produit

Aliment destiné à des animaux adultes, sur le long-terme.

A utiliser dans le cadre de protocoles expérimentaux.

Ne contient pas de soja, de luzerne ni leurs sous-produits.

Mode d'emploi

DISTRIBUTION

Période

Après le sevrage et adultes.

Méthode

- Ad libitum ou rationnée selon les protocoles expérimentaux.
- Retirer de l'emballage et placer directement dans la mangeoire ou sur le plancher de la cage. Autoclaver d'abord.
- Toujours mettre de l'eau potable à disposition.

CONSOMMATION JOURNALIERE

Rats de 18 à 25 g, souris de 3 à 6 g, hamsters de 8 à 12 g.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit propre, sec, frais, à l'abri de la lumière.

DUREE DE CONSERVATION à la date de production

Sac en papier ou en plastique = 12 mois

Emballage sous vide = 24 mois

Présentation Produit

* Sur demande, tous les aliments SAFE[®] sont disponibles conditionnés, ionisés et analysés.

Sélection d'articles les plus vendus dans la gamme.

ALIMENT	CONDITIONNEMENT STANDARD
SAFE [®] D05	1 x 10 kg Sac papier autoclavable



Photo non contractuelle

Présentation du Produit

GRANULÉS	Moyenne
Diamètre	16,7 mm
Résistance à l'écrasement	21,5 kgf/cm ²
Résistance à l'abrasion	97,3 %
Masse spécifique	629 g/l
Poids d'un granulé	5,2 g
Longueur d'un granulé	22,4 mm

Egalement disponible en farine sur demande.

SAFE® D05


Ingrédients

Orge, blé, son de blé, maïs, foin, carbonate de calcium, levure de bière inactivée, prémélange de minéraux, prémélange de vitamines, protéines de poissons hydrolysées, phosphate bicalcique, DLméthionine.

COMPOSITION CENTESIMALE

Céréales	88,7 %
Protéines animales	<1 %
Protéines végétales	1,5 %
Vitamines, Minéraux	4,1 %
Fourrages, Fibres	5,0 %

COMPOSITION NUTRITIONNELLE



VALEUR ENERGETIQUE

	MJ/kg	kcal/kg	%
EM Porc	11,8	2 820	
EM Atwater	13,3	3 187	
Energie via protéines	2,0	472	14,8
Energie via lipides	1,2	279	8,8
Energie via ENA	10,2	2 436	76,4

Plus d'information sur les calculs énergie: www.safe-lab.com

Pour le bien-être des animaux, la litière SAFE® et les enrichissements tels que les blocs à ronger SAFE® et les matériaux de nidification SAFE® doivent être disponibles dans la cage.

Analyses Produit Fini

TOTAL PAR KG

ACIDES AMINES

Arginine	6 500 mg	Méthionine	1 800 mg
Cystine	2 000 mg	Tryptophane	1 500 mg
Lysine	4 400 mg	Glycine	5 300 mg

ACIDES GRAS

Ac. Palmitique	2 200 mg
Ac. Stéarique	400 mg
Ac. Oléique	6 000 mg
LA	11 200 mg
ALA	400 mg

MINERAUX

Calcium	8 500 mg
Phosphore	5 000 mg
Sodium	2 300 mg
Potassium	6 300 mg
Magnésium	1 900 mg
Manganèse	90,0 mg
Fer	270 mg
Cuivre	17,0 mg
Zinc	60,0 mg
Chlore	3 500 mg

VITAMINES

Vitamine A	17 200 IU
Vitamine D3	1 600 IU
Vitamine E	70,0 IU
Vitamine K3	2,5 mg
Vitamine B1	7,0 mg
Vitamine B2	8,5 mg
Vitamine B3	85,0 mg
Vitamine B5	19,0 mg
Vitamine B6	5,5 mg
Vitamine B9	0,50 mg
Vitamine B12	0,020 mg
Biotine	0,13 mg
Choline	1 600 mg

Les valeurs des produits finis sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Il s'agit de moyennes calculées sur les résultats d'analyse du produit avant irradiation et autoclavage. En fonction des conditions de production, de stockage et des méthodes d'analyse, des variations peuvent survenir. Une analyse peut être effectuée sur demande.

Fabriqué en France