

SAFE® block XXL

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2025


Définition

BLOCK EN BOIS SÉLECTIONNÉ

Objectif du produit

Enrichissement utilisé pour

Nidifier	Ronger	Activité
	x	x



Mode d'utilisation

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, avec une température constante, à l'abri de la lumière.

DURÉE D'UTILISATION

36 mois à date de fabrication.

AUTOCLAVABLE

Propriétés du produit

SAFE® block XXL

Couleur	marron clair
Structure	block
Dimensions	195 mm x 40 mm x 40 mm

SAFE® block XXL

Photo non contractuelle

Certificats



Usine Allemagne
Usine France



Usine Allemagne



Usine Allemagne



Usine Allemagne

Présentation du produit

Emballage standard: ca. 48 unités par carton.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fourni une traçabilité élevée.

Un rapport analytique trimestriel avec une liste de contaminants peut être fourni sur demande.