

SAFE® hut

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2025

Définition

MAISON EN CARTON

Objectif du produit

Enrichissement utilisé pour

Nidifier	Ronger	Activité
x		x

Mode d'utilisation

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, avec une température constante, à l'abri de la lumière.

DURÉE D'UTILISATION

36 mois à date de fabrication.

AUTOCLAVABLE

Propriétés du produit

SAFE® hut	
Couleur	blanc
Structure	maison
Dimensions	140 x 90 x 60 mm



SAFE® hut

Photo non contractuelle

Certificats



Usine Allemagne
Usine France



Usine Allemagne



Usine Allemagne

Présentation du produit

Emballage standard: 600 unités par carton.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fourni une traçabilité élevée.

Un rapport analytique trimestriel avec une liste de contaminants peut être fourni sur demande.