

SAFE® nesting small

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2025

Définition

COPEAUX DE BOIS DE RÉSINEUX SÉLECTIONNÉ

Objectif du produit

Enrichissement utilisé pour

Nidifier	Ronger	Activité
x		

Mode d'utilisation

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, avec une température constante, à l'abri de la lumière.

DURÉE D'UTILISATION

36 mois à date de fabrication.

AUTOCLAVABLE

Propriétés du produit

SAFE® nesting small

Couleur	marron clair
Structure	copeaux
Largeur moyenne copeaux	~ 2 mm
Épaisseur moyenne copeaux	~ 0,1 mm



SAFE® nesting small

Photo non contractuelle

Certificats

Usine Allemagne
Usine France

Usine Allemagne



Usine Allemagne



Usine Allemagne

Présentation du produit

Emballage standard: 3 kg par carton.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fourni une traçabilité élevée.

Un rapport analytique trimestriel avec une liste de contaminants peut être fourni sur demande.