

# SAFE® roll

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2025

## Définition

ROULEAU DE COTON

## Objectif du produit

Enrichissement utilisé pour

Nidifier	Ronger	Activité
x		x



## Mode d'utilisation

### STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, avec une température constante, à l'abri de la lumière.

### DURÉE D'UTILISATION

36 mois à date de fabrication.

### AUTOCLAVABLE

## Propriétés du produit

SAFE® roll	
Couleur	blanc
Structure	rouleau
Dimensions	Ø 10 mm; ca 35 mm (L)

SAFE® roll

Photo non contractuelle

## Certificats



Usine Allemagne  
Usine France



Usine Allemagne



Usine Allemagne

## Présentation du produit

Emballage standard: 6000 unités par carton.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fourni une traçabilité élevée.

Un rapport analytique trimestriel avec une liste de contaminants peut être fourni sur demande.