

# SAFE® tube large

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2025

## Définition

TUBE EN CARTON

## Objectif du produit

Enrichissement utilisé pour

Nidifier	Ronger	Activité
		x



## Mode d'utilisation

### STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, avec une température constante, à l'abri de la lumière.

### DURÉE D'UTILISATION

36 mois à date de fabrication.

### AUTOCLAVABLE

## Propriétés du produit

SAFE® tube large

Couleur	marron clair
Structure	tube
Dimensions	Ø 90 mm; ca. 150 mm (L)

SAFE® tube large

Photo non contractuelle

## Certificats

Usine Allemagne  
Usine France

Usine Allemagne



Usine Allemagne

## Présentation du produit

Emballage standard: 66 unités par carton.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fourni une traçabilité élevée.

Un rapport analytique trimestriel avec une liste de contaminants peut être fourni sur demande.