

# SAFE® compact comfort natural

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Mars 2021

## Définition

FLOCONS DE CELLULOSE COMPACTÉE

## Objectif du produit

Enrichissement utilisé pour

Nidifier	Ronger	Activité
x		x



## Mode d'utilisation

### STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, avec une température constante, à l'abri de la lumière.

### DURÉE D'UTILISATION

36 mois à date de fabrication.

### AUTOCLAVABLE

## Propriétés du produit

SAFE® compact comfort natural

Couleur	marron clair et gris
Structure	flocons compactés
Dimensions	Ø ca. 50 mm; ca. 10 mm (H)

SAFE® compact comfort natural

Photo non contractuelle

## Certificats



## Présentation du produit

Emballage standard: 700 unités par carton.

Disponible sur palette complète.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fourni une traçabilité élevée.

Certificat d'analyses des contaminants fourni sur demande.